

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-G-Csf De Souris Pour Wb Et Elisa - P09920

Numéro d'article: CM0007680

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le facteur de stimulation des colonies de granulocytes (G-CSF) de souris. Convient au Western blot et à l'ELISA. Destiné à la recherche sur l'hématopoïèse et le développement des granulocytes. Réagit avec le G-CSF de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-G-CSF de souris
Remarques/Alias	Csfg ; G-CSF ; MGI-IG ; G-CSF de souris
Espèce	Souris
GeneID (humain)	1440
GeneID	12985
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31 à 208 du G-CSF de souris (NP_034101.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P09920
Poids moléculaire	22 kDa
Expédition	Poche de glace