


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ifn-Bêta De Souris Pour Wb Et Elisa - P01575

Numéro d'article: CM0012605



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'interféron bêta (IFN-bêta) de souris, validé pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît une cytokine sécrétée cruciale dans la défense antivirale, la régulation immunitaire et la protection neuronale. Convient pour la recherche en immunologie et en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IFN-bêta Rabbit mAb
Remarques/Alias	Ifb ; IFNB ; If1da1 ; IFN-bêta
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	3456
Identifiant du gène (Souris)	15977
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-182 de l'IFN-bêta de souris (NP_034640.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01575
Poids protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace