


Anticorps Polyclonal Anti-Mpc2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 095563

Numéro d'article: CM0020155



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MPC2 (alias BRP44, SLC54A2) pour WB, IHC-P, ELISA. Le transporteur mitochondrial du pyruvate 2 assure l'absorption du pyruvate, équilibrant la glycolyse et la phosphorylation oxydative. Réagit également avec les protéines de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MPC2 pAb de lapin
Remarques/Alias	BRP44 ; SLC54A2 ; MPC2
Espèce	Homme
GeneID (Homme)	25874
GeneID	25874
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 60 de MPC2 humain (NP_056230.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	095563
Poids moléculaire	14 kDa
Expédition	Sac de glace