

Anticorps Polyclonal Anti-Mpzl1 Pour Wb, Elisa - 095297

Numéro d'article: CM0013095



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MPZL1 (PZR) humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le récepteur de surface cellulaire de 29 kDa impliqué dans la signalisation ConA et la motilité médiée par les intégrines, avec réactivité croisée vers la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MPZL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PZR; PZRα; PZRβ; PZR1b; MPZL1b; MPZL1
Espèce	Humain
GeneID	9019
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 195-269 de la MPZL1 humaine (NP_003944.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95297
Poids de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace