


Anticorps Polyclonal Anti-Mrm3 Pour Wb, Elisa - Q9Hc36

Numéro d'article: CM0027873



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MRM3 humain (méthyltransférase d'ARNr 3, mitochondriale), conçu pour les applications de Western blot et ELISA. Utile pour l'étude de la méthylation de l'ARNr mitochondrial et des voies de régulation associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRM3 Lapin pAb
Remarques/Alias	RMTL1; RNMTL1; MRM3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55178
GeneID	55178
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-420 du MRM3 humain (NP_060616.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9HC36
Poids moléculaire	47kDa
Expédition	Sac de glace