


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrpl13 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byd1

Numéro d'article: CM0019641



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MRPL13 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Cible la protéine ribosomique mitochondriale L13 de 20 kDa. Idéal pour la recherche sur la fonction mitochondriale et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] MRPL13 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MRPL13; L13; L13A; L13mt; RPL13; RPML13; protéine ribosomique mitochondriale L13
Espèce	Humain
GenelD (humain)	28998
GenelD	28998
Immunogène	Peptide synthétique localisé entre les acides aminés 70 et 178 de la MRPL13 humaine (NP_054797.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BYD1
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace