


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrpl18 Pour Wb & Elisa - Q9Cql5

Numéro d'article: CM0024328



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-Mrpl18 validé pour WB et ELISA, ciblant la protéine ribosomique mitochondriale L18 (MRP-L18). Réagit de manière croisée avec Mrpl18 humain et de souris, soutenant les études sur le ribosome mitochondrial et l'importation d'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Mrpl18 Lapin pAb
Remarques/Alias	HSPC071; MRP-L18; 1010001C05Rik; Mrpl18
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	29074
ID de Gène	67681
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-180 de la souris Mrpl18 (NP_080586.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9CQL5
Poids Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace