


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrps18B Pour Wb, Elisa - Q9Y676

Numéro d'article: CM0018119



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine MRPS18B (protéine ribosomique mitochondriale mS40). Adapté pour Western blot et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Utile pour la recherche sur la traduction mitochondriale et les ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	MRPS18B Rabbit pAb
Remarques/Alias	PTD017; S18amt; C6orf14; HSPC183; MRPS18-2; HumanS18a; MRP-S18-2; MRPS18B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	28973
GeneID	28973
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-258 de la MRPS18B humaine (NP_054765.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y676
Poids moléculaire de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace