

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrps23 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3D9

Numéro d'article: CM0023817



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine MRPS23 humaine, une protéine ribosomique mitochondriale impliquée dans la maladie mitochondriale primitive et le COXPD46. Validé pour les applications Western blot, IF/ICC et ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPS23 Lapin pAb
Remarques/Alias	CGI-138; COXPD46; HSPC329; MRP-S23; MRPS23
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51649
GeneID	51649
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-190 de MRPS23 humaine (NP_057154.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y3D9
Poids moléculaire	22kDa
Expédition	Sac de glace