

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mrps7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2R9

Numéro d'article: CM0023361



Introduction

Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec la MRPS7 humaine, murine et de rat (28 kDa, Q9Y2R9). Adapté aux études sur les ribosomes mitochondriaux et la recherche sur les maladies mitochondriales primaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MRPS7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	S7mt ; MRP-S ; RP-S7 ; RPMS7 ; MRP-S7 ; COXPD34 ; bMRP27a ; MRPS7
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	51081
GeneID	51081
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-190 de la MRPS7 humaine (NP_057055.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2R9
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace