


Anticorps Polyclonal Anti-Mrps9 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P82933

Numéro d'article: CM0017367



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MRPS9 humain (protéine ribosomique mitochondriale S9) pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la traduction mitochondriale et les ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MRPS9 Lapin pAb
Remarques/Alias	S9mt; RPMS9; MRP-S9; MRPS9
Espèce	Humain
GeneID (humain)	64965
GeneID	64965
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 237-396 du MRPS9 humain (NP_872578.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P82933
Poids Protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace