

Anticorps Monoclonal Anti-Msin3A Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96St3

Numéro d'article: CM0007315

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la mSin3A humaine (SWISS Q96ST3). Convient pour l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les recherches sur la répression transcriptionnelle et les rythmes circadiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-mSin3A
Remarques/Alias	WITKOS ; DEL15Q24 ; CHR15DELq24 ; mSin3A
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	25942
ID du gène	25942
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1174 et 1273 de la mSin3A humaine (Q96ST3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q96ST3
Poids de la protéine	145 kDa
Expédition	Sac de glace