


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Msr1 Pour Wb Et Elisa - P21757

Numéro d'article: CM0017796



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MSR1 humain, adapté au WB et à l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Détecte une protéine de 50 kDa. Utile pour l'étude de la fonction du récepteur éboueur des macrophages dans l'athérosclérose et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MSR1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SRA ; SR-A ; CD204 ; SR-AI ; phSR1 ; phSR2 ; SCARA1 ; SR-AII ; SR-AIII ; MSR1
Espèce	Humain
GeneID	4481
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 192-451 de MSR1 humain (NP_619729.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P21757
Poids moléculaire de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace