


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Msrb3 Pour Wb Et Elisa - Q8IXL7

Numéro d'article: CM0002898



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-MSRB3 pour WB et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le stress oxydatif, la réduction de la méthionine et la perte auditive.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MSRB3 Rabbit mAb
Remarques / Alias	DFNB74; MSRB3
Espèce	Humain
GeneID	253827
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50 à 192 de la MSRB3 humaine (Q8IXL7)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IXL7
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sachet de glace