

Anticorps Polyclonal Anti-Mtco2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00403

Numéro d'article: CM0020301



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la sous-unité 2 du cytochrome c oxydase humaine (MTCO2/COX2) pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le complexe mitochondrial IV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTCO2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	COII; MTCO2; COX2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	4513
Identifiant de gène	4513
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 40 et 100 de la MTCO2 humaine (YP_003024029.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00403
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace