


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mtdh Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86Ue4

Numéro d'article: CM0028884



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MTDH (AEG-1/LYRIC) de haute affinité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Essentiel pour la recherche sur la métastase cancéreuse, la chimiorésistance et la signalisation NF-κB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTDH Lapin pAb
Remarques/Alias	3D3; AEG1; AEG-1; LYRIC; LYRIC/3D3; MTDH
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	92140
ID de gène	92140
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 du MTDH humain (NP_848927.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86UE4
Poids moléculaire	64kDa
Expédition	Sac de glace