

Anticorps Monoclonal Anti-Muc16/Ca125 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q8Wxi7

Numéro d'article: CM0006272



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine MUC16/CA125 est validé pour WB, IHC-P, IP et ELISA. L'immunogène recombinant garantit la spécificité, il est adapté à la recherche sur le cancer de l'ovaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MUC16/CA125 mAb de lapin
Remarques/Autres noms	CA125 ; MUC16
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	94025
GeneID	94025
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 12660-12923 de la protéine humaine MUC16/CA125 (NP_078966.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q8WXI7
Poids de la protéine	1519 kDa
Expédition	Sac de glace