

Anticorps Monoclonal Anti-Muc4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q99102

Numéro d'article: CM0010584

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la MUC4 humaine, une mucine membranaire de haut poids moléculaire. Validé pour WB, IHC-P et ELISA ; réagit croisée avec le rat. Idéal pour la recherche en oncologie et sur l'épithélium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MUC4 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ASGP; MUC-4; HSA276359; MUC4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4585
GeneID	4585
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 4807-4916 de la MUC4 humaine (Q99102)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q99102
Poids de la protéine	542 kDa
Expédition	Sac de glace