

## Anticorps Polyclonal Anti-Mutyh Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uif7

Numéro d'article: CM0023266



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MUTYH (MYH) humaine, une enzyme de réparation de l'ADN. Validé pour IHC-P, IF/ICC, ELISA, et présente une réactivité croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur les dommages oxydatifs et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | pAb Lapin MUTYH                                                                                                                   |
| Remarques/Alias    | MYH ; MUTYH                                                                                                                       |
| Espèce             | Humain                                                                                                                            |
| ID Gène (Humain)   | 4595                                                                                                                              |
| ID Gène            | 4595                                                                                                                              |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-265 de la MUTYH humaine (NP_001041636.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                             |
| Application        | IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Réactivité croisée | Humain, Rat                                                                                                                       |
| SWISS              | Q9UIF7                                                                                                                            |
| Poids protéique    | 60 kDa                                                                                                                            |
| Expédition         | Glacière                                                                                                                          |