


## Anticorps Polyclonal Anti-Mybpc3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14896

Numéro d'article: CM0016963



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MYBPC3 humain (protéine C de liaison à la myosine cardiaque), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient aux recherches sur le muscle cardiaque et les cardiomyopathies.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | MYBPC3 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Remarques/Alias     | FHC ; CMH4 ; CMD1MM ; LVNC10 ; MYBP-C ; cMyBP-C ; MYBPC3                                                                        |
| Espèce              | Humaine                                                                                                                         |
| ID du gène (humain) | 4607                                                                                                                            |
| ID du gène          | 4607                                                                                                                            |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200 à 400 de MYBPC3 humain (NP_000247.2) |
| Source              | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                           |
| Application         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                |
| Réactivité croisée  | Souris, rat                                                                                                                     |
| SWISS               | Q14896                                                                                                                          |
| Poids moléculaire   | 141 kDa                                                                                                                         |
| Expédition          | Pack réfrigérant                                                                                                                |