

Anticorps Polyclonal Anti-Protéine Zéro De La Myéline (Mpz) Pour Wb, Elisa - P25189

Numéro d'article: CM0021694



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine zéro de la myéline (MPZ) humaine pour Western blot (WB) et ELISA. Validé chez l'homme, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la myélinisation des nerfs périphériques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-protéine zéro de la myéline (MPZ)
Remarques/Alias	P0 ; CHM ; DSS ; MPP ; CHN2 ; CMT1 ; CMT1B ; CMT2I ; CMT2J ; CMT4E ; CMTDI3 ; CMTDID ; HMSNIB ; Protéine zéro de la myéline (MPZ)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4359
Identifiant du gène	4359
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-153 de la protéine zéro de la myéline (MPZ) humaine (NP_000521.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25189
Poids moléculaire de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace