

Anticorps Monoclonal Anti-Myh7/ β -Mhc Pour Wb, Elisa - P12883

Numéro d'article: CM0006964



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine humaine MYH7/ β -MHC (chaîne lourde de myosine 7). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à l'étude de la contraction musculaire et des cardiomyopathies. Poids moléculaire prédit : 223 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MYH7/ β -MHC mAb de lapin
Remarques / Alias	CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB; CMYP7A; CMYP7B; MYH7/ β -MHC
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4625
ID du gène	4625
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1700-1800 de la protéine MYH7/ β -MHC humaine (NP_000248.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12883
Poids de la protéine	223kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace