

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Myo1B Pour Wb, Elisa - O43795

Numéro d'article: CM0003333

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant lapin ciblant la protéine MYO1B humaine, validé pour les applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la migration neuronale, de la croissance des neurites et du transport vésiculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MYO1B Rabbit mAb
Remarques/Alias	MM1a, myr1, MYH-1c, MMI-alpha, MYO1B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4430
GeneID	4430
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 916-1136 de la protéine MYO1B humaine (NP_001123630.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43795
Poids de la protéine	132 kDa
Expédition	Sac de glace