

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-N-Myc/Mycn Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P04198

Numéro d'article: CM0013299



Introduction

Validez l'expression de N-Myc/MYCN dans le neuroblastome et les cellules neuronales avec cet anticorps polyclonal de lapin, adapté pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec les espèces humaine, souris et rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	N-Myc/MYCN Rabbit pAb
Remarques/Alias	NMYC; ODED; MODED; N-myc; bHLHe37; MYCNsORF; MYCNsPEP; N-Myc/MYCN
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	4613
Identifiant du gène	4613
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 168-267 de la protéine N-Myc/MYCN humaine (NP_005369.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04198
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace