

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nanp Pour Wb Et Elisa - Q8Tbe9

Numéro d'article: CM0017727



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la N-acylneuraminase-9-phosphatase humaine (NANP/HDHD4). Validé pour WB et ELISA, avec réaction croisée chez la souris et le rat. Outil essentiel pour la recherche sur le métabolisme de l'acide sialique. 28 kDa.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | NANP pAb de lapin                                                                                                                |
| Remarques/Alias      | HDHD4; C20orf147; dj694B14.3; NANP                                                                                               |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                          |
| GeneID (humain)      | 140838                                                                                                                           |
| GeneID               | 140838                                                                                                                           |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 248 de la NANP humaine (NP_689880.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Réactivité croisée   | Humain, souris, rat                                                                                                              |
| SWISS                | Q8TBE9                                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 28 kDa                                                                                                                           |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                     |