


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nat1 Pour Wb Et Elisa - P18440

Numéro d'article: CM0022140



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine NAT1 (arylamine N-acétyltransférase 1), validé pour le Western Blot et l'ELISA. Il reconnaît une enzyme cytoplasmique de 34 kDa impliquée dans la détoxification médicamenteuse et la bioactivation des cancérrogènes, adapté à la recherche pharmacogénétique et toxicologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NAT1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AAC1; MNAT; NATI; NAT-1; NAT1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	9
GenelD	9
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 290 de la protéine humaine NAT1 (NP_001153646.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P18440
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace