


Anticorps Monoclonal Anti-Nav1.5/Scn5A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14524

Numéro d'article: CM0008136



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre Nav1.5/SCN5A, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Cible le canal sodium voltage-dépendant cardiaque essentiel à l'initiation du potentiel d'action. Idéal pour la recherche cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Nav1.5/SCN5A AcM Lapin
Remarques/Alias	HB1, HB2, HH1, FIV, VF1, HBB1, ICCD, LQT3, SSS1, CDCD2, CMD1E, CMPD2, PFHB1, Nav1.5
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6331
Identifiant du gène	6331
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 273-357 de Nav1.5/SCN5A humain (NP_000326.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q14524
Poids moléculaire protéique	221-227 kDa
Expédition	Sac de glace