

Anticorps Polyclonal Anti-Nbas Pour Wb, If/Icc, Elisa - A2Rrp1

Numéro d'article: CM0025204

Introduction

Anticorps polyclonal anti-NBAS de lapin purifié par affinité, validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la protéine NBAS humaine et de rat. Outil de recherche pour l'étude du transport rétrograde de Golgi vers le RE et des neuroblastomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NBAS Rabbit pAb
Remarques / Alias	NAG; SOPH; ILFS2; NBAS
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	51594
Identifiant de gène	51594
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 70 de la protéine NBAS humaine (NP_056993.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	A2RRP1
Poids de la protéine	269kDa
Expédition	Sac de glace