

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ncr1 Pour Wb Et Elisa - 076036

Numéro d'article: CM0028754



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le NCR1 humain (NKp46, CD335) pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le NCR1 humain ; idéal pour la biologie des cellules NK et la recherche en immunothérapie contre le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NCR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	LY94, CD335, NKP46, NK-p46, NCR1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9437
ID de gène	9437
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-254 du NCR1 humain (NP_004820.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	076036
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace