


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ndufa13/Grim19 Pour Wb, Elisa - Q9P0J0

Numéro d'article: CM0010003



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique ciblant NDUFA13/GRIM19 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour les études sur le complexe mitochondrial I, l'apoptose et les interactions hôte-microbe. Aucune donnée de réactivité croisée entre espèces.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-NDUFA13/GRIM19
Remarques/alias	B16.6 ; CDA016 ; CGI-39 ; GRIM19 ; GRIM-19 ; MC1DN28 ; NDUFA13/GRIM19
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	51079
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 144 de NDUFA13/GRIM19 humain (Q9P0J0) (NP_057049.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9P0J0
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac réfrigérant