


Anticorps Polyclonal Anti-Ndufab1 Pour Wb, Elisa - O14561

Numéro d'article: CM0017681



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NDUFAB1 humain, validé pour WB et ELISA. Détecte le NDUFAB1 endogène chez l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le complexe I mitochondrial et le métabolisme des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NDUFAB1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ACP; ACP1; SDAP; FASN2A; NDUFAB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4706
GeneID	4706
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-156 du NDUFAB1 humain (NP_004994.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14561
Poids Protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace