

Anti-Ndufb4 (Ci-B15) Anticorps Monoclonal De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O95168

Numéro d'article: CM0002364



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-NDUFB4 (CI-B15) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît la protéine NDUFB4 humaine, murine et de rat (~15 kDa). Idéal pour la recherche sur le complexe I mitochondrial et le développement d'essais IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb de lapin anti-NDUFB4
Remarques/Alias	B15 ; CI-B15 ; NDUFB4
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	4710
GenelD	4710
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-129 de NDUFB4 humain (NP_004538.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95168
Poids moléculaire de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace