

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Nectin-4/Pvrl4 Pour Fc, Elisa - Q96Ny8

Numéro d'article: CM0009137



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant ciblant le Nectin-4/PVRL4 humain. Validé pour FC et ELISA. Convient pour la recherche sur le cancer et les infections virales, en particulier les études sur l'entrée du virus de la rougeole.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Nectin-4/PVRL4 Lapin mAb
Remarques/Alias	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectin-4
Espèce	Humain
ID de Gène	81607
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-146 du Nectin-4/PVRL4 (NP_112178.2) humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q96NY8
Poids Protéique	24kDa/55kDa
Expédition	Sac de glace