


Anticorps Polyclonal Anti-Nedd1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nhv4

Numéro d'article: CM0030106



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine NEDD1 humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Reconnaît une bande de 72 kDa. Idéal pour les études sur la progression de la mitose et la nucléation des microtubules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NEDD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GCP-WD; TUBGCP7; NEDD1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	121441
GeneID	121441
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 411-660 de la protéine NEDD1 humaine (NP_690869.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NHV4
Poids de la protéine	72 kDa
Expédition	Sac de glace