


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Nek7 Pour Wb, Elisa - Q8Tdx7

Numéro d'article: CM0002629



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin anti-NEK7 validé pour WB et ELISA ; réagit avec Humain, Souris, Rat ; cible la sérine/thréonine-protéine kinase Nek7 impliquée dans la mitose et l'activation de l'inflammasome NLRP3. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NEK7 mAb Lapin
Remarques/Alias	Kinase 7 liée à NIMA ; NEK7
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	140609
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 203-302 de NEK7 humain (Q8TDX7)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TDX7
Poids Protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace