


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Néphrine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60500

Numéro d'article: CM0004472



Introduction

Cet anticorps monoclonal lapin cible la Néphrine humaine (SWISS : O60500), validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la membrane de fente des podocytes et de la filtration rénale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Néphrine mAb Lapin
Remarques/Alias	CNF; NPHN; néphrine; Néphrine
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4868
ID de Gène	4868
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1019-1241 de la Néphrine humaine (NP_004637.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60500
Poids Protéique	135kDa
Expédition	Sac de glace