

Anticorps Monoclonal Anti-Neuregulin-3 (Nrg3) Pour Wb, Elisa - P56975

Numéro d'article: CM0003018

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le Neuregulin-3 (NRG3) humain, validé pour WB et ELISA. Convient pour la détection du NRG3 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Un outil pour étudier les voies de signalisation NRG3-ERBB4.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Neuregulin-3 (NRG3) Lapin mAb
Remarques/Alias	HRG3; pro-NRG3; Neuregulin-3 (NRG3)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10718
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 600-720 du Neuregulin-3 (NRG3) humain (P56975)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56975
Poids Protéique	78kDa
Expédition	Sac de glace