


Anticorps Monoclonal Anti-Neuropiline-1 (Nrp1) Pour Wb, If/Icc, Elisa - O14786

Numéro d'article: CM0002909



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Neuropiline-1 (NRP1) humaine, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. NRP1 est un récepteur du VEGF/sémaphorine impliqué dans l'angiogenèse, le guidage neuronal et l'infection par le SRAS-CoV-2 — idéal pour la recherche cardiovasculaire, neuroscientifique et virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Neuropiline-1 (NRP1) mAb de lapin
Remarques/Alias	NP1 ; NRP ; BDCA4 ; CD304 ; VEGF165R ; Neuropiline-1 (NRP1)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8829
GeneID	8829
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-644 de la Neuropiline-1 (NRP1) humaine (NP_003864.5).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	O14786
Poids de la protéine	68 kDa/71 kDa/103 kDa
Expédition	Sac de glace