


Anticorps Monoclonal Anti-Élastase Des Neutrophiles (Elane) Pour Wb, Ip, Elisa - P08246

Numéro d'article: CM0009344



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-élastase des neutrophiles (ELANE) humaine de haute qualité, optimisé pour WB, IP et ELISA. Un outil fiable pour l'étude de la fonction des neutrophiles et de la NETose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Élastase des Neutrophiles (ELANE) mAb Lapin
Remarques/Alias	GE; NE; HLE; HNE; ELA2; SCN1; PMN-E; Élastase des Neutrophiles (ELANE)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1991
GeneID	1991
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 167-267 de l'élastase des neutrophiles humaine (ELANE) (P08246)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08246
Poids moléculaire	29 kDa
Expédition	Sac de glace