

Anticorps Monoclonal Anti-Nf-Kb P65/Rela Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip - Q04206

Numéro d'article: CM0003400



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KO ciblant le NF-kB p65/RelA humain (Q04206). Convient pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA et ChIP avec réactivité croisée pour l'humain, la souris, le rat et le singe.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé par KO] NF-kB p65/RelA mAb de Lapin
Remarques/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5970
GeneID	5970
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Singe
SWISS	Q04206
Poids Protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace