

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nfatc3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12968

Numéro d'article: CM0027340



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine NFATC3 (NFAT4) humaine pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de façon croisée avec la souris et le rat. Adapté pour l'étude de la régulation transcriptionnelle des NFAT et du développement cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NFATC3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NFAT4; NFATX; NF-AT4c; n339260; NFATC3
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	4775
Identifiant de gène	4775
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-290 de la NFATC3 humaine (NP_775188.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12968
Poids de la protéine	116kDa
Expédition	Sac de glace