

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ngdn Pour Wb, Elisa - Q8Nej9

Numéro d'article: CM0014704



### Introduction

Le pAb NGDN de lapin est un anticorps polyclonal validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la biogenèse des ribosomes et de la régulation de la traduction.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | pAb NGDN de lapin                                                                                                                                            |
| Remarques/Alias    | NGD; LCP5; CANu1; lpd-2; C14orf120; NGDN                                                                                                                     |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                                       |
| GenelD (humain)    | 25983                                                                                                                                                        |
| GenelD             | 25983                                                                                                                                                        |
| Immunogène         | Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 61 à 209 de la NGDN humaine (NP_001036100.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                        |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                        |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                                                    |
| Réactivité croisée | Humain, souris, rat                                                                                                                                          |
| SWISS              | Q8NEJ9                                                                                                                                                       |
| Poids moléculaire  | 36 kDa                                                                                                                                                       |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                                 |