


Anticorps Polyclonal Anti-Nip7 Pour Wb Et Elisa - Q9Y221

Numéro d'article: CM0031074



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NIP7 (20 kDa) validé pour WB et ELISA, réactif avec l'humain et la souris. Cible la protéine homologue NIP7 de biogenèse du ribosome 60S impliquée dans le traitement pré-ARNr nucléolaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin anti-NIP7
Remarques/Alias	KD93 ; CGI-37 ; HSPC031 ; NIP7
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51388
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de NIP7 humain (NP_057185.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y221
Poids moléculaire de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace