


## Anticorps Polyclonal Anti-Nkrf Pour Wb, Elisa - O15226

Numéro d'article: CM0027950



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine NKRF humaine (facteur de répression de NF-kappa-B) pour Western blot et ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle. UniProt O15226.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | NKRF Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Remarques / Alias    | NRF; ITBA4; NKRF                                                                                                                 |
| Espèce               | Humain                                                                                                                           |
| GeneID (Humain)      | 55922                                                                                                                            |
| GeneID               | 55922                                                                                                                            |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 391-690 de la NKRF humaine (NP_060014.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS                | O15226                                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 78kDa                                                                                                                            |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                     |