

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nlrp11 Pour Wb, Elisa - P59045

Numéro d'article: CM0014905

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NLRP11 pour WB et ELISA sur échantillons humains, ciblant la protéine contenant les domaines NACHT, LRR et PYD impliquée dans l'inflammation. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NLRP11 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NOD17; PAN10; NALP11; PYPAF6; PYPAF7; CLR19.6; NLRP11
Espèce	Humain
GenelD	204801
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P59045
Poids de la protéine	118kDa
Expédition	Sac de glace