


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nmdar2A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q12879

Numéro d'article: CM0018552



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NMDAR2A humain (NR2A, GluN2A) pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient aux études des récepteurs NMDA en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NMDAR2A Rabbit pAb
Remarques/Alias	LKS ; EPND ; FESD ; NR2A ; GluN2A ; NMDAR2A
Espèce	Humaine
ID du gène	2903
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1130-1400 du NMDAR2A humain (NP_000824.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q12879
Poids de la protéine	165 kDa
Expédition	Sac de glace