


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nme1/Nm23A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P15531

Numéro d'article: CM0015734



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NME1/NM23A humain (NDPK A), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible impliquée dans le métabolisme des nucléotides et l'inhibition des métastases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NME1/NM23A Rabbit pAb
Remarques/Alias	NB ; AWD ; NBS ; GAAD ; NDKA ; NM23 ; NDPKA ; NDPK-A ; NM23-H1 ; NME1/NM23A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4830
Identifiant du gène	4830
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15531
Poids moléculaire de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace