

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nmnat2 Pour Wb Et Elisa - Q9Bzq4

Numéro d'article: CM0015600

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la NMNAT2 humaine, validé pour le WB et l'ELISA. Détecte la NMNAT2 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude du métabolisme du NAD⁺ et du maintien des axones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NMNAT2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PNAT2; C1orf15; NMNAT2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23057
GeneID	23057
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-302 de la NMNAT2 humaine (NP_733820.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BZQ4
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace