


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nnmt Pour Wb, If-P, Elisa - P40261

Numéro d'article: CM0016957



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NNMT humain, validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Pour l'étude du métabolisme de la nicotinamide, de la régulation épigénétique et des maladies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NNMT Lapin pAb
Remarques/Alias	NNMT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4837
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-264 de NNMT humaine (NP_006160.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40261
Poids moléculaire	30kDa
Expédition	Sac de glace