


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nnmt Pour Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P40261

Numéro d'article: CM0021545



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la nicotinamide N-méthyltransférase (NNMT). Validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF-P et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Soutient la recherche sur la méthylation, l'épigénétique et la régulation métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NNMT Rabbit pAb
Remarques/Alias	NNMT
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4837
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-264 de la NNMT humaine (NP_006160.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40261
Poids moléculaire protéique	30 kDa
Expédition	Sac de glace